



KINTEK

Ptfe(Teflon) Labware Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de **PTFE(Teflon) Products**, etc.

KINTEK

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

A Kintek é uma empresa inovadora orientada para a tecnologia, especializada no fabrico de produtos de PTFE de elevado desempenho, oferecendo uma carteira abrangente que inclui consumíveis resistentes à corrosão (tais como material de laboratório PFA, tubos especiais e revestimentos), componentes de vedação de precisão (tais como juntas, O-rings e diafragmas) e soluções integradas de sistemas de fluidos (abrangendo tubagens, válvulas, acessórios e componentes de engenharia personalizados). Os nossos produtos são concebidos para aplicações críticas, como o processamento químico, o fabrico de semicondutores, as indústrias farmacêuticas e os ambientes de investigação avançada que exigem a máxima pureza e inércia química. Os produtos robustos e meticulosamente concebidos da Kintek dão prioridade à resistência excepcional à corrosão, ao controlo da contaminação e à fiabilidade operacional, permitindo às indústrias gerir fluidos corrosivos e de elevada pureza com a máxima segurança e eficiência, garantindo a integridade do processo e prolongando a vida útil do equipamento.



Pratos De Evaporação Profunda Em Ptfе Soluções Personalizáveis Para Laboratórios E Indústrias

Número do item: PL-1001



introdução

Pratos de evaporação profunda em PTFE de alta qualidade para laboratórios. Resistentes a produtos químicos, antiaderentes e personalizáveis. Ideal para o manuseamento de amostras. Adquira já o seu!

[Saiba mais](#)

Tipo de prato	Diâmetro exterior do fundo (mm)	Diâmetro interior da boca (mm)	Altura (mm)	Espessura do fundo (mm)	Espessura da parede (mm)
Tipo profundo 20mm	20	15	20	5	2.5
Tipo profundo 30mm	30	25	20	5	2.5
Tipo profundo 40mm	40	30	20	5	5
Tipo profundo 50mm	50	40	20	5	5
Tipo profundo 60mm	60	50	20	5	5
Tipo profundo 70mm	70	60	20	5	5
Tipo profundo 80mm	80	70	20	5	5
Tipo profundo 90mm	90	80	20	5	5
Tipo profundo 100mm	100	90	20	5	5
Tipo profundo 120mm	120	110	20	5	5

Pratos De Evaporação Rasos Em Ptfе Personalizados Para Diversas Aplicações

Número do item: PL-1002



introdução

Prato de evaporação raso em PTFE de alta pureza para laboratórios. Resistente a produtos químicos, anti-aderente, ideal para a evaporação de amostras. Tamanhos personalizados disponíveis. Encomendar agora!

[Saiba mais](#)

Especificação	Diâmetro exterior do fundo (mm)	Diâmetro interior da boca (mm)	Altura total (mm)	Espessura do fundo (mm)	Espessura da parede (mm)
Tipo raso 20mm	20	15	10	5	2.5
Tipo raso 30mm	30	25	10	5	2.5
Tipo raso 40mm	40	30	10	5	5
Tipo raso 50mm	50	40	10	5	5
Tipo raso 60mm	60	50	10	5	5
Tipo raso 70mm	70	60	10	5	5
Tipo raso 80mm	80	70	10	5	5
Tipo raso 90mm	90	80	10	5	5
Tipo raso 100mm	100	90	10	5	5



Kintek

Sede: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

WhatsApp