

Fabricante De Peças De Teflon Ptfе Moldadas Personalizadas Para Laboratório Ito Fto Cesto De Flores Para Limpeza De Vidro Condutor

Número do item: PL-1013



introdução

Cestos para flores em PTFE de elevada pureza para utilização em semicondutores e laboratórios. Resistentes a produtos químicos, com desenhos personalizados disponíveis. Ideal para bolachas de silício e substratos de vidro.

[Saiba mais](#)

Diâmetro*largura do sulco*comprimento do sulco*capacidade aplicável

60mm*1,5mm*16mm*béquer de 250ml/20 unidades

60 mm*2,5 mm*16 mm*béquer de 250 ml/20 unidades

60mm*1,5mm*21mm*Béquer de 250ml/20 pçs

60 mm*2,5 mm*21 mm*béquer de 250 ml/20 unidades

80mm*1,5mm*26mm*500ml copo/20 pçs

80mm*2,5mm*26mm*500ml copo/20 pçs

80mm*1,5mm*31mm*500ml copo/20 pçs

80mm*2,5mm*31mm*béquer de 500ml/20 unid.

90mm*2.5mm*41mm*1000ml copo/22 pçs