

Pratos De Evaporação De Ptfе Personalizados Para Diversas Aplicações

Número do item: PL-1004



introdução

Pratos de evaporação em PTFE de alta pureza para laboratórios, resistentes a ácidos e solventes. Antiaderentes, duráveis, ideais para a preparação de amostras. Tamanhos personalizados disponíveis. Encomendar agora!

[Saiba mais](#)

Capacidade (mL)	Altura (mm)	Diâmetro interno (mm)
50	40	80
100	47	91
150	46	105