

Cilindros De Medição Personalizados Em Ptfе Para Aplicações Científicas E Industriais Avançadas

Número do item: PL-1009



introdução

Descubra o desempenho superior dos nossos cilindros de medição em politetrafluoroetileno (PTFE), concebidos para precisão e resistência em ambientes exigentes.

[Saiba mais](#)

Capacidade	Altura total	Diâmetro exterior	Peso
10ml	108mm	17mm	42g
20ml	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/