

## Fabricante De Peças Personalizadas De Ptfе Para Recipientes E Componentes De Teflon

Número do item: PT-1011



### introdução

Recipientes de PTFE de alta precisão para laboratórios e indústria. Resistentes a produtos químicos, tamanhos personalizáveis. Ideal para aplicações de semicondutores, médicas e laboratoriais. Obter um orçamento!

[Saiba mais](#)

Vaso redondo (Diâmetro exterior * Diâmetro interior * Profundidade interior)	Prato quadrado/retangular (C x L * Profundidade interior)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm (aprox. cilindro de PTFE de 5L)
92*83*19mm	Cilindro de PTFE de 10L
102*93*20mm	Cilindro de PTFE de 15L