

Pratos De Evaporação Rasos Em Ptfе Personalizados Para Diversas Aplicações

Número do item: PL-1002



introdução

Prato de evaporação raso em PTFE de alta pureza para laboratórios. Resistente a produtos químicos, anti-aderente, ideal para a evaporação de amostras. Tamanhos personalizados disponíveis. Encomendar agora!

[Saiba mais](#)

Especificação	Diâmetro exterior do fundo (mm)	Diâmetro interior da boca (mm)	Altura total (mm)	Espessura do fundo (mm)	Espessura da parede (mm)
Tipo raso 20mm	20	15	10	5	2.5
Tipo raso 30mm	30	25	10	5	2.5
Tipo raso 40mm	40	30	10	5	5
Tipo raso 50mm	50	40	10	5	5
Tipo raso 60mm	60	50	10	5	5
Tipo raso 70mm	70	60	10	5	5
Tipo raso 80mm	80	70	10	5	5
Tipo raso 90mm	90	80	10	5	5
Tipo raso 100mm	100	90	10	5	5