

Tabuleiros Quadrados De Ptfе Personalizados Para Utilização Industrial E Laboratorial

Número do item: PL-1005



introdução

Tabuleiros quadrados de PTFE de alta qualidade para laboratórios e indústria. Tabuleiros de PTFE resistentes a produtos químicos, antiaderentes e de elevada pureza para semicondutores e utilização médica. Tamanhos personalizados disponíveis.

Saiba mais

Modelo	L*W*H interno (mm)	L*W*H externo (mm)
40 mm	40*40*20mm	30*30*15mm
60 mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100 mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120 mm	120*120*20mm	110*110*15mm