

Fabricante De Peças De Teflon Ptfе Personalizadas Rack De Limpeza De Substrato De Vidro Condutor

Número do item: PL-1016



introdução

Cestos de flores em PTFE de alta pureza para limpeza em laboratório, resistentes a produtos químicos e temperaturas extremas. Desenhos personalizados disponíveis para aplicações médicas e de semicondutores.

[Saiba mais](#)

10×10 mm (ranhura, por exemplo, 1,1 mm)	20×20 mm (ranhura, por exemplo, 1,1 mm)	25×25 mm (ranhura, por exemplo, 2,2 mm)	30×30 mm (ranhura, por exemplo, 2,2 mm)
15×15 mm (ranhura, por exemplo, 1,1 mm)	25×25 mm (ranhura, por exemplo, 1,1 mm)	30×30mm (ranhura, por exemplo, 1,1mm)	