

Cadinhos De Ptfе Personalizáveis Para Aplicações Laboratoriais E Industriais

Número do item: PL-1006



introdução

Cadinhos de PTFE de alta pureza com tampas para laboratórios. Resistentes a produtos químicos, antiaderentes e duradouros. Ideal para digestão de amostras, AA, ICP-MS. Tamanhos personalizados disponíveis.

[Saiba mais](#)

Capacidade	Diâmetro exterior superior (mm)	Diâmetro inferior (mm)	Altura total (mm)
20 ml	38	30	55
25 ml	39	30	55
30 ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250 ml	79	50	107