

Colher De Amostragem De Solvente Químico Ptfе

Número do item: PL-1008



introdução

Descubra as nossas colheres de amostragem de PTFE (Politetrafluoroetileno, vulgarmente conhecido como Teflon) de alta pureza, meticulosamente concebidas para o manuseamento seguro, preciso e sem contaminação de produtos químicos, solventes, pós e várias amostras.

[Saiba mais](#)

Capacidade (ml)	Comprimento total (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500